

SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONNS 2L

Référence : SA 7070



Libellé article	SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONNS 2L
Code barre	3700461444357
Intro	Cette solution nettoyante en phase aqueuse, pénètre et dissout les dépôts. La solution agit comme inhibiteur de rouille, et offre une protection durable. En fonction de la taille du bac, vous pourrez nettoyer en profondeur des pièces techniques. (Carburateur, injecteur, autres...)
Caractéristiques	Caractéristiques : - dilution : 25%
Conseil	Ce produit est un concentré, il est à diluer à 25% (1 pour 4) avant utilisation dans un bac à ultrasons.
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Contenance (ml)	2 000,00 ml
Contenance (l)	2,00 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	NO
Type de consommables	Nettoyant

NO
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)